

Frågor och svar skyddsutrustning

Fråga: Hur lång tid skyddar Filter 90 mot Coronaviruset?

Svar: Filter 90 skyddar mot Coronaviruset så länge filtret hanteras korrekt och inte utsätts för invändig väta.

Fråga: Hur sanerar jag skyddsmasken efter användning?

Svar: Se utbildningsunderlag för Skyddsmask 90.

Fråga: Hur får jag tag på en Skyddsmask 90?

Svar: Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela Skyddsmask 90 till civila aktörer och då främst till sjukvården.

Fråga: Hur vet jag att skyddsmasken sitter som den ska?

Svar: Se utbildningsunderlag för Skyddsmask 90.

Fråga: Min skyddsmask immar igen, vad är fel?

Svar: På insidan av masken (den del du har över mun och näsa) sitter en gul innermaskventil och ett svart tätninglock på varsin sida. Dessa går att lossa på.

Se till att det svarta tätningslocket sitter på samma sida som du skruvat fast Filter 90. Detta medger att luft cirkulerar i masken och motverkar imma.

Fråga: Hur lång tid kan jag bära Skyddsmask 90?

Svar: Det finns ingen fastställd tidsgräns. Rekommendationen är dock att inte ha masken på sig mer än 3-4 timmar i sträck. Att bära masken långa perioder kan vara påfrestande både fysiskt och psykiskt.

Fråga: Fungerar skyddsmasken om man har skägg?

Svar: Ett enkelt sätt att kontrollera om masken sluter tätt är att genomföra ett "sugprov" Alltså ta på sig masken, hålla en hand för filtrets inandningsventil och därefter göra en djup inandning. Om masken sluter tätt kommer den att dras åt om ansiktet att ett vakuum bildas. Bäst tillpassning kommer generellt att uppnås på ett slätrakat ansikte.